

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M™ Aura™ **Référence 1872V+ – FFP2**

Equipement de Protection Individuelle

Marquage CE – Directive 89/686

Conforme aux normes :

Norme EN 149 : 2001 (**Equipement de Protection Individuelle**)
Répond à l'avis du 28 septembre 2005 texte 173 sur 184



Norme EN 149 : 2001+A1 : 2009 FFP2 NR D Valeur 92% d'efficacité (minimum)

<p><u>Dimensions</u> 21 cm x 8,5 cm de la crête nasale jusqu'au dessous du menton</p> <p><u>Poids</u> 15 g/masque</p> <p><u>ΔP</u> débit 95l O₂/min ≤ 2,4 mbar</p> <p>Valeur maximale d'exposition ≤ 12 x la VME</p> <p>Laboratoires de Test : BSI Product Services, UK</p> <p><u>Matériaux</u> Deux bandes élastiques en élastomère polyisoprène Mousse nasale en polyuréthane Agrafes de maintien en acier Masque hypoallergénique Soupape expiratoire en polyisoprène Support de la valve en polypropylène Encre à base d'eau Sans latex</p> <p><u>Forme</u> Masque à plis en trois panneaux</p>	<p><u>Temps de port</u> 8 heures</p> <p><u>Trois panneaux</u> 1) Feuillet externe en polypropylène 2) Feuillet interne en polypropylène 3) Média filtrant en polypropylène</p> <p><u>Coloris</u> Blanc</p> <p><u>Maintien</u> 2 lanières élastiques bleues</p> <p><u>Soudure</u> Panneaux thermosoudés</p> <p><u>Lieu de fabrication</u> Royaume Uni</p> <p><u>Durée de vie</u> 5 ans</p> <p><u>Conditionnement</u> 10 masques par boîte Masques non stériles et à usage unique Emballage individuel Boîte distributrice</p> <p><u>Elimination</u> Après usage, le masque doit être éliminé avec les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)</p>
---	--

Ces masques ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs.

3M

Fiche Technique

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

