

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M™ Aura™ Référence 1883+ – FFP3

Equipement de Protection Individuelle

Marquage CE – Directive 89/686 et 93/42/CEE

Conforme aux normes :

Norme EN 149 : 2001 (Equipement de Protection Individuelle)

Répond à l'avis du 28 septembre 2005 texte 173 sur 184

Norme NF EN 14683 : 2006 (Dispositifs Médicaux)

Type : IIR



Norme EN 149 : 2001+A1 : 2009 FFP3 NR D Valeur 98% d'efficacité (minimum)

<p><u>Dimensions</u> 21 cm x 8,5 cm de la crête nasale jusqu'au dessous du menton</p> <p><u>Poids</u> 18 g/masque</p> <p><u>ΔP</u> débit 95l O₂/min ≤ 3 mbar</p> <p>Valeur maximale d'exposition ≤ 50 x la VME</p> <p>Laboratoires de Test : BSI Product Services, UK</p> <p><u>Filtration</u> Score EFB (Efficacité de filtration bactérienne) in vitro selon EN14683 : 2005 > 99,9%</p> <p>Test de résistance à la projection : ASTM 1862 à 160 mmHg</p> <p><u>Matériaux</u> Deux bandes élastiques en élastomère polyisoprène Mousse nasale en polyuréthane Agrafes de maintien en acier Masque hypoallergénique Soupape expiratoire en polyisoprène Support de la valve en polypropylène Encre à base d'eau Sans latex</p> <p>Couverture de la valve Média filtrant en polypropylène Feuillet externe en polypropylène</p> <p><u>Forme</u> Masque à plis en trois</p>	<p>panneaux</p> <p><u>Temps de port</u> 8 heures</p> <p><u>Trois panneaux</u> 1) Feuillet externe en polypropylène 2) Feuillet interne en polypropylène 3) Média filtrant en polypropylène</p> <p><u>Coloris</u> Blanc</p> <p><u>Maintien</u> 2 lanières élastiques rouges</p> <p><u>Soudure</u> Panneaux thermosoudés</p> <p><u>Lieu de fabrication</u> Royaume Uni</p> <p><u>Durée de vie</u> 5 ans</p> <p><u>Conditionnement</u> 8 masques par boîte Masques non stériles et à usage unique Emballage individuel Boîte distributrice</p> <p><u>Elimination</u> Après usage, le masque doit être éliminé avec les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)</p>
<p>Ces masques ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs.</p>	

3M France

Marchés de la Santé

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél.: 01 30 31 82 82

Fax : 01 30 31 85 65