



2.7	<p><b>Références catalogue :</b> Référence : <b>AC-ASP97020</b></p> <p><b>Conditionnement / emballages :</b> <b>AC-ASP97020 :</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>UCD</b> (Unité de Commande):</td> <td align="center"><b>1</b></td> <td>produit</td> </tr> <tr> <td><b>CDT</b> (Multiple de UCD) :</td> <td align="center"><b>20</b></td> <td>produits</td> </tr> <tr> <td><b>QML</b> (Quantité minimale de livraison)</td> <td align="center"><b>20</b></td> <td>produits</td> </tr> </table> <p><b>Descriptif de la référence :</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>AC-ASP</b></td> <td><b>Nom et référence du fabricant</b></td> </tr> <tr> <td><b>97020</b></td> <td><b>Forme du système d'aspiration</b></td> </tr> </table> <p><b>Caractéristiques de la référence :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>Dimensions</th> <th>Longueur Tube flexible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC-ASP97020</td> <td>Diam 21 cm</td> <td>365cm</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Etiquetage : Voir point 9</b></p>	<b>UCD</b> (Unité de Commande):	<b>1</b>	produit	<b>CDT</b> (Multiple de UCD) :	<b>20</b>	produits	<b>QML</b> (Quantité minimale de livraison)	<b>20</b>	produits	<b>AC-ASP</b>	<b>Nom et référence du fabricant</b>	<b>97020</b>	<b>Forme du système d'aspiration</b>	Référence	Dimensions	Longueur Tube flexible	AC-ASP97020	Diam 21 cm	365cm
<b>UCD</b> (Unité de Commande):	<b>1</b>	produit																		
<b>CDT</b> (Multiple de UCD) :	<b>20</b>	produits																		
<b>QML</b> (Quantité minimale de livraison)	<b>20</b>	produits																		
<b>AC-ASP</b>	<b>Nom et référence du fabricant</b>																			
<b>97020</b>	<b>Forme du système d'aspiration</b>																			
Référence	Dimensions	Longueur Tube flexible																		
AC-ASP97020	Diam 21 cm	365cm																		
2.8	<p><b>Composition du dispositif et accessoires :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Éléments</th> <th>Quantités</th> <th>Matériaux</th> <th>Contact Patient (Oui/Non)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Système</td> <td align="center">1</td> <td>Polypropylène</td> <td align="center">Non</td> </tr> </tbody> </table> <p>Latex : <b>Présence Absence Non renseigné</b>  Phtalates (DHP) : <b>Présence Absence Non renseigné</b>  Produit d'origine animale ou biologique : <b>Présence Absence Non renseigné</b></p> <p><b>Dispositifs et accessoires associés : N/A</b></p>	Éléments	Quantités	Matériaux	Contact Patient (Oui/Non)	Système	1	Polypropylène	Non											
Éléments	Quantités	Matériaux	Contact Patient (Oui/Non)																	
Système	1	Polypropylène	Non																	
2.9	<p><b>Domaine - Indications :</b> <b>Systèmes permettant d'aspirer les produits d'irrigation, le sang et les autres fluides organiques au cours des interventions chirurgicales.</b></p>																			

### 3. PROCEDE DE STERILISATION

**DM stérile : OUI / NON**

**Mode de stérilisation du dispositif : N/A**

### 4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

**Conserver à l'abri de la lumière du soleil**

**Conserver au sec**

## 5. SECURITE D'UTILISATION

5.1	Sécurité technique : <b>Produit non stérile à usage unique</b>
5.2	Sécurité biologique (s'il y a lieu) : <b>N/A</b>

## 6. CONSEILS D'UTILISATION

6.1	<b>Mode d'emploi</b> <b>Poser le dispositif sur le sol au niveau de la table d'opération</b> <b>Brancher la tubulure à l'aspirateur de chirurgie</b>
6.2	<b>Indications :</b> <b>Destiné à aspirer les produits d'irrigation, le sang et les autres fluides organiques au cours et après des interventions chirurgicales</b>
6.3	<b>Précautions d'emploi :</b> <b>Ne pas réutiliser</b>
6.4	<b>Contre- Indications :</b> <b>Aucune</b>

## 7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE PRODUIT

N/A

## 8. LISTE DES ANNEXES AU DOSSIER

N/A

## 9. IMAGES (S'IL Y A LIEU)

**Produit :**  
**AC-ASP97020 :**



**Modèle d'étiquette :**  
**N/A**