

Aesculap® Scalpel de sécurité

Acéré et sécurisé



Aesculap Surgical Instruments

Aesculap® Scalpel de sécurité

Certifié selon TRBA250

CE0123



Une seule fois est une fois de trop !

Chaque année en Allemagne, les piqûres et coupures avec des instruments contaminés entraînent en moyenne l'infection de :

- 400 employés de clinique par l'hépatite B*
- 75 employés par l'hépatite C*
- 1 employé par le VIH*

*Source : EPINet


Les risques de piqûres et de coupures sont fréquemment sous-estimés. Ces blessures sont souvent liées à des risques d'infection pour les médecins et le personnel soignant.

Aesculap® Scalpel de sécurité



ACÉRÉ ET SÉCURISÉ

- Fabriqué selon les exigences des règles TRBA 250 4.2.4.
- Pendant une opération, permet d'éviter les transmissions d'infections causées par des piqûres et des coupures lors de la prise, du passage ou de l'élimination du scalpel
- Verrouillage sûr en position d'élimination



Aesculap® Scalpel de sécurité


Certifié selon TRBA250

CE0123

Répondez aux exigences des règles TRBA 250 en utilisant le scalpel de sécurité Aesculap



- § Le mécanisme de sécurité fait partie intégrante du système et est compatible avec d'autres accessoires.
- § Il doit pouvoir être activé avec une seule main.
- ✓ Le mécanisme est activé automatiquement par la rétraction de la lame avec une seule main.



- § Le mécanisme de sécurité exclut toute nouvelle utilisation.
- ✓ En position d'élimination, la lame est verrouillée de manière sûre.



« clic »
détectable
au toucher

- § Ce produit de sécurité ne nécessite aucun changement dans la technique d'utilisation.
- ✓ La manipulation en cours d'opération est identique à celle des scalpels à usage unique standards.
- § Le mécanisme de sécurité doit être caractérisé par un signal clair (sensible ou audible).
- ✓ L'activation du verrouillage de sécurité est caractérisée par un « clic » et le verrouillage est visible et détectable au toucher immédiatement après l'activation.

Une seule fois est une fois de trop !



Port obligatoire du casque

Article 21a, alinéa 2 du code de la route allemand :

« ...les conducteurs de motocyclettes et leurs passagers doivent porter un casque de protection homologué lors de la conduite ».

Port obligatoire de la ceinture

Article 21a, alinéa 1 du code de la route allemand :

« Les ceintures de sécurité prescrites doivent être bouclées lors de la conduite ».

Obligation de sécurité

TRBA 250 4.2.4. « ...afin de protéger les utilisateurs contre les blessures lors de l'utilisation d'instruments médicaux pointus ou coupants... des instruments sûrs doivent être utilisés »

Aesculap® Scalpel de sécurité

Certifié selon TRBA250

CE0123

BA810SU-BA836SU Unité de commande = boîte de 10 pièces





BA819SU
Fig. 19



BA820SU
Fig. 20



BA821SU
Fig. 21



BA822SU
Fig. 22



BA823SU
Fig. 23



BA824SU
Fig. 24



BA825SU
Fig. 25



BA836SU
Fig. 36



B. Braun Medical SA | Aesculap | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tél. 0848 83 00 22 | Fax 0800 83 00 21 | sales-aesculap.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch

Aesculap – a B. Braun company

La marque de produit principale Aesculap est une marque déposée de la société Aesculap AG. Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés.
Cette brochure peut uniquement être utilisée pour obtenir des informations sur nos produits. Toute réimpression, même partielle, est interdite.