

STECKMEYER Chloé
Hôpital Central, Pharmacie Centrale, CHU Nancy - 29, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
54035 NANCY CEDEX
Tel : 03 83 85 15 55 – Fax : 03 83 85 22 60
mail : c.stecki@wanadoo.fr

REFLEXION SUR L'INTRODUCTION DE SERINGUES A INSULINE DE SECURITE AU CHU DE NANCY

C. Steckmeyer, S. Georget, M. Labrude

Actuellement au CHU de Nancy sont uniquement référencées des seringues à insuline non sécurisées. La généralisation de modèles de sécurité au CHU serait responsable d'un surcoût.

Objectif :

Etablir les possibilités de référencement des seringues à insuline de sécurité.

Méthodes :

Réalisation d'un état des lieux de la consommation et de l'utilisation des seringues à insuline au CHU de Nancy (questionnaire), test d'un modèle de seringue à insuline de sécurité (fiche d'évaluation).

Résultats :

Les seringues à insuline de 0,3 et 0,5mL avec aiguille sertie de 8mm sont utilisées conformément à leurs indications (patients de corpulence normale, enfants). Celles de 0,5 et 1mL avec aiguille de 12,7mm ont aussi d'autres utilisations : injection d'autres médicaments que l'insuline, préparation de dilutions d'insuline, utilisation des aiguilles 12,7mm au lieu des 8mm. Le modèle de sécurité testé a donné entière satisfaction pour ce qui est de la qualité de la seringue, de l'aiguille et du système de sécurité.

Conclusion :

Ce travail nous a conduit à référencer les seringues à insuline de sécurité en 0,3 et 0,5mL avec aiguille de 8mm (indications actuelles conformes). Leur référencement a été approuvé par le groupe « Prévention des AES » et sera discuté à la prochaine réunion de la Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles. Les autres modèles de seringues de sécurité (0,5 et 1mL en 12,7mm) n'ont pas été référencés (recadrage préalable des indications, recommandations d'utilisation, report d'utilisation sur d'autres seringues...).