

Fiche Technique – Seringue *safePICO A*, réf. 957-204

Seringue de prélèvement artériel pour l'analyse du pH, des gaz du sang, de l'oxymétrie, des électrolytes et des métabolites

Mode de prélèvement :	Aspiration
Volume :	0,7 – 1,0 ml
Héparine :	80 IU d'héparine sèche équilibrée en électrolytes, déposée sur fibres de cellulose
Agitateur :	Bille d'homogénéisation en métal
Embout :	Luer standard
Aiguille :	N/A
Protection d'aiguille :	N/A
ID échantillon :	Code-barres 128
Matériaux :	Polypropylène Absence de caoutchouc naturel sec (latex)
Stérilisation :	Par l'oxyde d'éthylène
Conditionnement :	Boîte de 100 seringues Emballage individuel pelable stérile incluant un bouchon ventilé <i>safeTIPCAP</i>
Origine :	Danemark
DMDIV :	Directive CE/98/79 Annexe III

SERINGUE A USAGE UNIQUE. NE PAS UTILISER POUR INJECTION.

Visuel non contractuel :

