



Medline International France SAS  
2 rue Rene Caudron,  
Bâtiment 13F  
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins le Bretonneux  
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00  
Fax : +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



## Fiche technique

## Masque respiratoire Masque filtrant les particules, pliage à plat

### Référence(s)

**NONE24510VF**

### Description

Masque filtrant les particules, pliage à plat, avec valve, couleur blanche - FFP3

### Matières :

Couche externe: Polypropylène + polyester  
Couche intermédiaire: Meltblown  
Couche interne: Polypropylène

### Conditionnement

120 unités par carton

### Emballage

12 boîtes distributrices contiennent l'ensemble des unités dans un carton

### Fabricant légal

Medline International France SAS  
Conforme à la norme EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Réglementation européenne des équipements de protection individuelle 2016/425  
Equipement de protection individuelle - Catégorie III  
Conforme à la norme européenne EN149 :2001+A1 :2009

• Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.

### Autres informations

N/A

© 2024 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_Respirator\_NONE24510VF\_FR04

Durée de conservation : Date limite d'uti  
péremption Page 1 of 2



**Performance**

Caractéristiques physiques	Exigences EN 149 FFP3		Résultats
Fuite totale vers l'intérieur (%)	Taux inférieur à 2		0,158
Pénétration du matériau filtrant, pénétration initiale maximale des aérosols d'essai (% max.)	Essai au chlorure de sodium 95 l/min	1.0	0,18
	Essai à l'huile de paraffine 95 l/min	1.0	0,10
Résistance respiratoire, résistance maximale permise (mbar)	Inspiration 30 l/min	1.0	0,65
	Inspiration 95 l/min	3,0	1,01
	Expiration 160 l/min	3,0	1,79

