



Medline International France SAS
Immeuble Australia
19 rue Stephenson
78180 Montigny-le-Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Demi-masque filtrant (à pli vertical)

Références

ZD-001

Description

Masque filtrant FFP2, pliage à plat vertical, blanc, élastiques auriculaires Sans latex.

Données techniques

Caractéristiques physiques	Exigences EN 149 type de masque FFP2		Résultats
Fuite totale vers l'intérieur (%)	Taux inférieur à 8	Taux inférieur à 8	3,5
Pénétration du matériau filtrant Pénétration initiale maximum des aérosols d'essai (% max.)	Essai au chlorure de sodium 95 l/min	6,0	1,5
	Essai huile de paraffine 95 l/min	6,0	4,2
Résistance respiratoire, résistance maximale permise (mbar)	Inspiration 30 l/min	0,70	0,51
	Inspiration 95 l/min	2,40	1,29
	Expiration 160 l/min	3,00	2,12

Matériau(x)

Couche externe : spunbond
Filtre : meltblown
Doublure : non-tissé
Couche interne : spunbond

Conditionnement

600 unités/carton

Emballage

20 unités par boîte distributrice
Un carton contient l'ensemble des unités (30 boîtes distributrices)

Fabricant légal

Zhende Medical Co., Ltd.

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Equipements de Protection Individuelle 2016/425
Catégorie d'EPI: III
Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.



2163

